



Коммунарка

Московский многопрофильный
клинический центр

Клинико-диагностическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы

Clinical Diagnostics Laboratory of State Budgetary Healthcare Institution of Moscow City «Moscow
Multidisciplinary Clinical Center «Kommunarka» of the Department of Healthcare of Moscow City »

ЛАБОРАТОРНЫЕ НОРМЫ
NORMAL LABORATORY VALUES

Действуют с 01.01.2025 по 31.12.2025
Effective Date From 01-Jan-2025 Until 31-Dec-2025

Иммунологические исследования

Immunology

			Анализатор:	Architect i2000 SR
			Analyzer:	Architect i2000 SR
			Анализатор:	Charoite
			Analyzer:	Charoite
			Анализатор:	Maglumi 2000
			Analyzer:	Maglumi 2000
			Анализатор:	Mindray CL-2000
			Analyzer:	Mindray CL-2000
			Анализатор:	Lazurit 1
			Analyzer:	Lazurit 1
Параметр	Единицы измерения	Нормы для женщин	Нормы для мужчины (если v - идентично норме для женщин)	
Parameter	Unit	Normal Ranges for Women	Normal Ranges for Men (v - if identical for Women)	
Антитела к Вирусу Гепатита С (Mindray CL 2000)	-	Не обнаружены	v	
Antibodies Hepatitis C Virus (Anti-HVC) (Mindray CL 2000)	-	Not Detected	v	
Антитела к Вирусу Гепатита С (Charoite)	-	Не обнаружены	v	
Antibodies Hepatitis C Virus (Anti-HVC) (Charoite)	-	Not Detected	v	
HBsAg (Вирус Гепатита В) (Mindray CL 2000)	МЕ/мл	0,00-0,049	v	
HBsAg (Virus Hepatitis B) (Mindray CL 2000)	IU/mL	0.00-0.049	v	
HBsAg (Вирус Гепатита В) (Charoite)	МЕ/мл	0,00-0,04	v	
HBsAg (Virus Hepatitis B) (Charoite)	IU/mL	0.00-0.04	v	
HBsAg (Вирус Гепатита В) (Lazurit 1)	МЕ/мл	0-0	v	
HBsAg (Virus Hepatitis B) (Lazurit 1)	IU/mL	0-0	v	
Антитела HIV1/HIV2 / Антиген p24 HIV1 (Architect i2000 SR)	-	Не обнаружены	v	
Antibodies HIV1/HIV2 / Antigen p24 HIV1 (Architect i2000 SR)	-	Not Detected	v	
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) (Maglumi 2000)	мМЕ/мл	1,5-135,6 (Фолликулярная фаза: 3,3-12,9; Овуляторная фаза: 4,5-22,1; Лютеиновая фаза: 1,5- 7,8; Постменопауза: 25,4- 135,6)	1,4-12,6	

Иммунологические исследования			
Immunology			
FSH (Follicle-Stimulating Hormone) (Maglumi 2000)	mIU/mL	1.5-135.6 (Follicular Phase: 3.3-12.9; Ovulatory Phase: 4.5-22.1; Luteal Phase: 1.5- 7.8; Postmenopause: 25.4- 135.6)	1.4-12.6
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) (Mindray CL 2000)	мМЕ/мл	1,7-134,8 (Фолликулярная фаза: 3,5-12,5; Овуляторная фаза: 4,7-21,5; Лютеиновая фаза: 1,7- 7,7; Постменопауза: 25,8- 134,8)	1,5-12,4
FSH (Follicle-Stimulating Hormone) (Mindray CL 2000)	mIU/mL	1.7-134.8 (Follicular Phase: 3.5-12.5; Ovulatory Phase: 4.7-21.5; Luteal Phase: 1.7- 7.7; Postmenopause: 25.8- 134.8)	1.5-12.4
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) (Mindray CL 2000)	мМЕ/мл	0,8-105,2 (Фолликулярная фаза: 1,9-11,6; Овуляторная фаза: 12,9-105,2; Лютеиновая фаза: 0,8-10,5; Постменопауза: 6,6-66,4)	1,4-7,7
LH (Luteinizing Hormone) (Mindray CL 2000)	mIU/mL	0.8-105.2 (Follicular Phase: 1.9-11.6; Ovulatory Phase: 12.9-105.2; Luteal Phase: 0.8-10.5; Postmenopause: 6.6-66.4)	1.4-7.7
Прогестерон (Mindray CL 2000)	нг/мл	0,1-2,1 <u>(Не беременные -</u> Фолликулярная фаза: 0,2-1,6; Овуляторная фаза: 0,3-2,1; Лютеиновая фаза: 1,8-22,5; Постменопауза: 0-1,05 <u>Беременные -</u> I трим.: 3,9-60; II трим.: 15,4-60)	0,1-2,1
Progesteron (Mindray CL 2000)	ng/mL	0.1-2.1 <u>(Not Pregnant -</u> Follicular Phase: 0.2-1.6; Ovulatory Phase: 0.3-2.1; Luteal Phase: 1.8-22.5; Postmenopause: 0-1.05 <u>Pregnant -</u> I trim.: 3.9-60; II trim.: 15.4-60)	0.1-2.1

Дата: 09.01.2025

Date: 09.01.2025

Заведующий Клинико-Диагностической Лабораторией, Кочурина Е.А.



Подпись

Head of Clinical Diagnostics Laboratory, Kochurina E.A.

Signature