



Коммунарка

Московский многопрофильный
клинический центр

Клинико-диагностическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы

Clinical Diagnostics Laboratory of State Budgetary Healthcare Institution of Moscow City «Moscow
Multidisciplinary Clinical Center «Kommunarka» of the Department of Healthcare of Moscow City »

ЛАБОРАТОРНЫЕ НОРМЫ NORMAL LABORATORY VALUES

Действуют с 01.01.2025 по 31.12.2025

Effective Date From 01-Jan-2025 Until 31-Dec-2025

Коагулограмма Coagulation Profile			
		Анализатор:	ACL TOP 300
		Analyzer:	ACL TOP 300
		Анализатор:	ACL TOP 500
		Analyzer:	ACL TOP 500
Параметр	Единицы измерения	Нормы для женщин	Нормы для мужчины (если v - идентично норме для женщин)
Parameter	Unit	Normal Ranges for Women	Normal Ranges for Men (v - if identical for Women)
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)	Сек.	24,0-36,0	v
aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	Sec.	24.0-36.0	v
МНО (международное нормализованное отношение)	-	0,81-1,07	v
INR (International Normalised Ratio)	-	0.81-1.07	v
Протромбиновое время	Сек.	9,2-12,2	v
Prothrombin Time	Sec.	9.2-12.2	v
Тромбиновое время	Сек.	10,3-16,6	v
Thrombin Time	Sec.	10.3-16.6	v
D-Димер	нг/мл ФЭЕ (Fibrinogen-Equivalent Unit – единицы фибриногена)	109-560	v
D-Dimer	ng/mL FEU (Fibrinogen-Equivalent Unit)	109-560	v
Протромбиновый индекс	%	90-148,8	v
Prothrombin Index	%	90-148.8	v
Фибриноген	г/л	2,17-3,42	v
Fibrinogen	g/L	2.17-3.42	v

Дата: 09.01.2025

Date: 09.01.2025

Заведующий Клинико-Диагностической Лабораторией, Кочурина Е.А.

Подпись

Head of Clinical Diagnostics Laboratory, Kochurina E.A.

Signature