



Клинико-диагностическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы

Clinical Diagnostics Laboratory of State Budgetary Healthcare Institution of Moscow City «Moscow
Multidisciplinary Clinical Center «Kommunarka» of the Department of Healthcare of Moscow City »

ЛАБОРАТОРНЫЕ НОРМЫ
NORMAL LABORATORY VALUES

Действуют с 01.01.2026 по 31.12.2026
Effective Date From 01-Jan-2026 Until 31-Dec-2026

Коагулограмма			
Coagulation Profile			
		Анализатор:	ACL TOP 700
		Analyzer:	ACL TOP 700
		Анализатор:	ACL TOP 500
		Analyzer:	ACL TOP 500
		Анализатор:	ACL TOP 550
		Analyzer:	ACL TOP 550
Параметр	Единицы измерения	Нормы для женщин	Нормы для мужчины (если v - идентично норме для женщин)
Parameter	Unit	Normal Ranges for Women	Normal Ranges for Men (v - if identical for Women)
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)	Сек.	24,0-36,0	v
aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	Sec.	24.0-36.0	v
МНО (международное нормализованное отношение)	-	0,81-1,07	v
INR (International Normalised Ratio)	-	0.81-1.07	v
Протромбиновое время	Сек.	9,2-12,2	v
Prothrombin Time	Sec.	9.2-12.2	v
Тромбиновое время	Сек.	10,3-16,6	v
Thrombin Time	Sec.	10.3-16.6	v
D-Димер	нг/мл	109-560	v
D-Dimer	ng/mL	109-560	v
Протромбиновый индекс	%	90-148,8	v
Prothrombin Index	%	90-148.8	v
Фибриноген	г/л	2,17-3,42	v
Fibrinogen	g/L	2.17-3.42	v

Дата: 20.01.2026

Date: 20.01.2026

Заведующий Клинико-Диагностической Лабораторией, Кочурина Е.А.

Head of Clinical Diagnostics Laboratory, Kochurina E.A.

Подпись

Signature